

Összefoglaló szakvélemény

Klinikai körülmények között kipróbáltuk és használtuk a CoaguChek XS (gyártó: Roche) és a Coag S (gyártó: Diagon Kft) INR meghatározó készülékeket és összevetettük a laboratóriumban használt Compact (Roche) automata koagulométerrel kapott INR eredményekkel.

A mellékelt táblázatokban összefoglaltuk az általunk elvégzett ujjbegyes teljesvér, citrátos plazma és citrátos teljesvér mintákon elvégzett mérések eredményeit. A táblázatokban található adatok alapján kijelenthető, hogy a készülékek minden vizsgált mintatípus esetén az INR teszttel megfelelően precíz, és valós eredményeket adtak.

A Coag S INR meghatározó készülékkel szerzett tapasztalataink kedvezőek. A készülék kezelése könnyen elsajátítható, szoftvere jól használható, logikus. A készülék egészségügyi szakember által működtetve, kis számú vizsgálat esetén biztonságosan helyettesítheti a laboratóriumi automatákat, illetve az általuk szolgáltatott, hagyományos módon meghatározott vizsgálati eredményeket mind szűrőteszt, mind az orális antikoaguláns kezelés monitorozásakor.

Az egyszerű és könnyen kivitelezhető mintavételi technika, a kis térfogatú és előkészítést nem igénylő ujjbegyes teljes vérminta használata lehetőséget biztosít a gyors segítségnyújtáshoz életveszélyes vérzéses állapotokban és azok megelőzésében.

Budapest, 2012. március 14.



Dr Tóth Ildikó
Laborvezető Főorvos

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhászú
Nonprofit Képzési Felelősségű Társaság
Sz. Gy. Á. R. Rendelőintézete
1139 Budapest, Szeged ut 17. Tel: 452-4200
Laboratórium
Kód: 330125022