



Coag S

POINT-OF-CARE INR MÉRŐ KÉSZÜLÉK UJJBEGYVÉR MINTÁHOZ

**Klasszikus fotó-optikai alapelv
Folyadék fázisú alvadási reakció
Nagy érzékenységű rekombináns trombolasztin
Pontos mintavételi rendszer
Kisméretű, hordozható kialakítású készülék**



Coag S

TELJESVÉR MINTÁHOZ KIFEJLESZTETT POINT-OF-CARE VÉRALVADÁSMÉRŐ RENDSZER

Rendszer jellemzők:

- Egy csepp ujjbegyvérből elvégezhető teszt
- Kiváló egyezés a klasszikus laboratóriumi mérésekből származó eredményekkel
- Automatikus kalibráció (RFID chip)

Tartozékok:

- Coag S POC készülék
- Speciális pipetták a precíz mintavételhez és a reagens adagolásához
- Liofilizált reagenst tartalmazó mérőküvetta
- Mérőoldat-fiola

Készülék jellemzők:

- Egy fedett termosztátos mérőcsatorna
- Színes folyadékkristályos érintőképernyő
- Komputerkommunikációs csatlakozók a szoftverfrissítéshez és az adatátvitelhez
- Hálózatról vagy elemekről egyaránt működtethető

Szoftver jellemzők:

- Innovatív kezelőfelület
- Minőségellenőrzés mód
- 1000 mérésre vonatkozó tárolókapacitás
- Laborinformációs rendszerekhez történő csatlakoztatási lehetőség

 **DIAGON**
Kutatások és megoldások

EURÓPA
Diagon Kft. - Magyarország
1047 Budapest, Baross u. 52.
tel.: (+36 1) 369 6500
fax: (+36 1) 369 6301
e-mail: diagon@diagon.com

www.diagon.com

DÉL-AMERIKA
DIAGON Ltda. - Brasil
Av. Joaquim José Diniz, 787
CEP 31910-520
Bairro Fernão Dias
Belo Horizonte/MG
Brasil
Tel: (+55 31) 3488 6777
Fax: (+55 31) 3488 6778
e-mail: diagon@diagon.com.br
www.diagon.com.br

ÁZSIA
PT. Inti Diagnostics Selaras - Indonesia
Perkantoran Plaza Pasifik A3/59 -
Jl. Raya Boulevard Barat
Kelapa Gading Permal Jakarta 14250
Indonesia
tel.: (+62 21) 458 40649, 458 40650
fax: (+62 21) 458 45024
e-mail: dsu@centrin.net.id

